



SPECTRAL EVOLUTION

Контактный датчик Spectral Evolution

Спецификация	Контактный датчик
Эргономичный дизайн	Удобная пистолетная рукоятка-удобно держать в руке
Встроенный триггер	Удобная мягкая кнопка спуска
Spot size-размер цели	10мм
Опволоконный кабель	Металлическая защитная оплётка
Длина	7.25 дюймы/18.4 см
Вес	0.7 фунтов/0.3кг
Питание	5.5–9 VDC, 5W
Источник света	Галогеновая лампа
Цветовая температура лампы	3000°K
Окно просмотра	Устойчивое к царапинам сапфировое стекло
Соединение	Быстрое соединение с кабелем и питанием






SPECTRAL EVOLUTION

Зажим для листвы Spectral Evolution

Спецификация	Зажим для листвы Leaf Clip
Эргономичный дизайн	Специально разработан для измерений растительности, удобная ручка
Встроенный триггер	Удобная мягкая кнопка спуска
Spot size-размер цели	3 мм для точной фокусировки на поверхности образца
Оптоволоконный кабель	Гибкая Металлическая защитная оплётка
Длина	6.5 дюймов/16.5 см
Вес	0.4 фунта/0.2 кг
Питание	5.5–9 VDC, 5W
Тип источника питания	Отдельный ILM источник света, не нагревает образец
Отражательный стандарт	Встроенный стандарт отражения

Внешний триггер

Удобная ручка



Á Á